

Funktionsübersicht Geh-Podium



Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Geheinheit. Die Geh-Podien besitzen einen tiefen Schwerpunkt, um die Standsicherheit zu erhöhen. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird unterschieden in eine Aluminium Ausführung dem **Foot-Walker**, und eine um ca. 30 % leichteren **Leicht-Walker** mit Teilen aus Carbon. Die universelle Verbindungsplatte der Geh-Podien zur unteren Fixierung der Körperschale, passt größenunabhängig auch auf das Stehbrett (siehe Steh-Podium).

		individuelle Anpassung			Körperschale		modularer Zusatz				
Geräusch gedämpft	mitwachsend	Lotverschiebung	Schrittbreite	Schrittlänge	mit 3 Punkte Fixierung	abtrennbar	gewichtsreduziert	Handgriff	Kippschutz		
											Foot-Walker
											Foot-Walker mit Zusatz KS
											Foot-Walker mit Zusatz HG
											Foot-Walker mit Zusatz HG und KS
											Leicht-Walker
											Leicht-Walker mit Zusatz KS
											Leicht-Walker mit Zusatz HG
											Leicht-Walker mit Zusatz HG und KS