













































Funktionsübersicht Steh-Podium



Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Steheinheit. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird unterschieden in **Stehbrett** und dem Stehfeld. Das **Stehfeld** ermöglicht zusätzlich Körperlotübungen zur Verbesserung der Haltungskontrolle in der Therapie. Die universelle Verbindungsplatte des Stehbretts zur unteren Fixierung der Körperschale, passt größenunabhängig auch auf die Geh-Podien, Foot-Walker und Leicht-Walker.

			Körperschale			modularer Zusatz			
mitwachsend	Standisierung	Stoßschutz	mit 3 Punkte Fixierung	abtrennbar	Körperlotübungen	Handgriff	Kippschutz		
									Stehbrett
									Stehbrett mit Zusatz KS
									Stehbrett mit Zusatz HG
									Stehbrett mit Zusatz HG und KS
									Stehfeld
									Stehfeld mit Zusatz KS
									Stehfeld mit Zusatz HG
									Stehfeld mit Zusatz HG und KS