











Das Shuttle ist ein eigenständiges Knöchelgelenk das es ermöglicht durch modulare Ergänzungen die Funktionen zu erweitern. Das spielfreie, selbstschmierende und schmutzunempfindliche Knöchelgelenk gibt es in 6 Ausführungen.

	mit Uno-front	mit Turbo	mit Uno-back	mit Flex
				
Lotaufbau				
modular				
Kraftunterstützung				
Bewegungsbegrenzung				
Schwungphase				
schnelle Anpassung				
Wechselkeil				
kein feilen nötig				
Geräusch reduziert				
wasserbeständig				