

Indi-Strecker




Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patienten

Durch Versetzen des **Gelenkkopfs** kann der Beugewinkel verändert werden

+ Die Krafteinheit unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.



Basis


Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Indi Kniegelenk

Als Kombiprodukt mit einem Indi Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		KAFO	HKAFO		Artikel-Nr.
Indi-Strecker-22		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		Indi-Strecker--22
Indi-Strecker-25-Plus		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		Indi-Strecker-25-Plus
Indi-Strecker-28		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		Indi-Strecker-28
Indi-Strecker-30		bis 50 kg	bis 50 kg		Indi-Strecker-30
Indi-Strecker-30-Plus		bis 70 kg	bis 70 kg		Indi-Strecker-30-Plus
Indi-Strecker-34		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		Indi-Strecker-34
Indi-Strecker-34-Plus		noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		Indi-Strecker-34-Plus

<p>gesperrt</p>	<p>Streckung in 5°</p>	<p>Beugung in 115°</p>	<p>rückverlagert</p>	<p>modular</p>	<p>Kraftunterstützung</p>	<p>kein Feilen nötig</p>	<p>geräuschgedämpft</p>	<p>wasserbeständig</p>
-----------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------