

Indi Kniegelenk



Ausstattung

Wasserfest für alle Anforderungen

Für **kleinste** bis **größte** Patienten

Mit **kurzem Anker oder langem Stabilitätsträger** zur Befestigung

+ **Extensionsstellung** von **5°** und einer **Flexion** von **115°**

+ **Rückverlagerung** entsprechend der Gelenkgröße

+ **Geräuschdämmung** für höhere Patientenakzeptanz mit selbst sicherndem Gewindestift

Funktionserweiterung mit den **Zusatz Strecker**

Gelenk aus **hochfestem Titan**




Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität


Montiert mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Artikel-Nr.	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk				
	KAFO	HKAFO		Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Rückverlagerung
Indi-22	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		-	-	-	-	-
Indi-25-Plus	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		-	-	-	-	-
Indi-28	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		-	-	-	-	-
Indi-30	bis 50 kg	bis 50 kg		112 mm	30 mm	16 mm	180 g	17,5 mm
Indi-30-Plus	bis 70 kg	bis 70 kg		112 mm	30 mm	16 mm	180 g	17,5 mm
Indi-34	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		-	-	-	-	-
Indi-34-Plus	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar		-	-	-	-	-

								
gesperrt	Streckung in 5°	Beugung in 115°	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	geräuschgedämpft	wasserbeständig