


Ela-FI-Ex-Post



Ausstattung

Durch Versetzen des **Gelenkkopfs** kann der Beugewinkel verändert werden

+ Mit der Krafteinheit kann auf das obere Sprunggelenk in Richtung **Dorsalflexion Einfluss** genommen werden




Basis

Als Kombiprodukt mit einem Ela-FI-Ex Knöchelgelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt	AFO / KAFO	Artikel-Nr.
Ela-FI-Ex-Post-22	bis 15 kg	Post-22
Ela-FI-Ex-Post-25	bis 25 kg	Post-25
Ela-FI-Ex-Post-28	bis 35 kg	Post-28
Ela-FI-Ex-Post-32	noch nicht verfügbar	Post-32
Ela-FI-Ex-Post-34	noch nicht verfügbar	Post-34
Ela-FI-Ex-Post-38	noch nicht verfügbar	Post-38



Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs- begrenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	Geräusch gedämpft	wasserbeständig
-----------	---------	--------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------