

Foot-Walker Geh-Podium




Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten

Robuste **Aluminium-Ausführung**

Basis


Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

- 
- + **Körperlotverschiebung in 4 Richtungen**
ohne Demontage
 - + **Parallel verschiebbare Schrittbreite**
ohne Demontage
 - + **Einzel einstellbare Schrittlänge**
ohne Demontage
 - + **geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag**
 - + **Genauere Anpassung über Justierkerne**
 - + **Leichtes Entkoppeln** der Körperschale
 - + Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**
 - + **Sichere Befestigung** der Körperschale mit den Fußteilen auf der Halteplatte und oben im Beckenbereich
 - Auf Wunsch** liefern wir eine **extra breite Verbindungsplatte** für größere Fußabstandsfläche
 - + **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte zum Leicht-Walker und zum Stehbrett

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**




Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-KS-klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-KS-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-HG-klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-HG-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-HG-KS-klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm


Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.


Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.




Geräusch gedämpft




mitwachsend



Lotverschiebung




Schrittbreite



Schrittlänge



mit 3 Punkte Fixierung



abtrennbar



gewichtsreduziert



HG = Handgriff



KS = Kippschutz