

Leicht-Walker Geh-Podium



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten

Leichte **Carbon-Ausführung** mit
ca. 30% Gewichtsreduktion

Basis


Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie
eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

-
- + Körperlotverschiebung in 4 Richtungen
ohne Demontage
 - + Parallel verschiebbare Schrittbreite
ohne Demontage
 - + Einzel einstellbare Schrittlänge
ohne Demontage
 - + geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag
 - + Genaue Anpassung über **Justierkerne**
 - + Leichtes **Entkoppeln** der Körperschale
 - + Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**
 - + **Sichere Befestigung** der Körperschale mit den Fuß-
teilen auf der Haltungsplatte und oben im Beckenbereich
 - Auf Wunsch liefern wir eine **extra breite Verbindungs-
platte** für größere Fußabstandsfläche (Aluminium)
 - + **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte
zum Foot-Walker und zum Stehbrett
- Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**
- Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**
- Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker-klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- KS -klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- KS -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- KS -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- HG -klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- HG -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- HG -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Leicht-Walker- HG-KS -klein	60 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Leicht-Walker- HG-KS -mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Leicht-Walker- HG-KS -groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.

