

# Stehfeld Steh-Podium



## Ausstattung

Für **kleinste** bis **größte** Patienten

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

+ **Übungen zur Haltungskontrolle** in der Therapie mit Kippbewegung über die Unterstüztzerfläche

+ **Silikonring zum Schutz** vor Verletzungen und Beschädigungen

+ **Laufträder mit Feststellbremse** zur Fixierung am Stehplatz



## Basis

**Komplett montiert** als Einheit und als Kombiprodukt für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung


+ Genaue Anpassung über **Justierkerne**

+ **Sichere Befestigung** der Körperschale mit den Fußteilen auf der Haltingsplatte und oben im Beckenbereich

+ Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**

+ Mit dem **Öffnen von zwei Klemmgriffen** ist die Körperschale mit dem fest verbundenen Haltingsplatte aus dem Podium entnehmbar

+ Nach Helga Hirschfeld kann, **um die Haltungskontrolle zu verbessern**, zur Übung in der Therapie, ein Lagewechsel mithilfe von Kippbewegungen über die Unterstüztzerfläche ermöglicht werden





Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

### Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-KS-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

### Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-HG-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-HG-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-HG-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

### Mit Handgriffen und Kippschutz




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T -B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-HG-KS-klein	60 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-HG-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

## Körperschale mit Haltungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt.



Die für das Kippen notwendige Unterstützungsfläche, wird individuell auf den Patienten bzw. die Therapie über die **Standfüße** abgestimmt.

